



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Alar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Alar

SKU RM-AR-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Alar Retractor	Longitud total de 15 cm, hoja de 22 x 13 mm	\$29
Protective Sleeve / Box	Empaque de tránsito individual	\$29

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Alar es un separador nasal manual de precisión diseñado específicamente para elevar y sostener el margen alar y la punta nasal durante la rinoplastia estética y reconstructiva. Diseñado con una hoja distal curva que se adapta de forma segura al borde de la fosa nasal, este instrumento proporciona una exposición anatómica fiable sin causar trauma por isquemia en los bordes ni distorsión del cartílago.

Optimizado para procedimientos faciales delicados, esta configuración dedicada del Separador Alar presenta una longitud de trabajo total de 15 cm con una hoja precisamente curvada de 22 mm de ancho por 13 mm de largo. Su mango plano ergonómico y equilibrado ofrece retroalimentación táctil y un control de agarre constante, lo que permite a los cirujanos y al personal asistente mantener una retracción ascendente estable en los corredores profundos del vestíbulo nasal sin obstrucción visual.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Alar bajo estrictos estándares clínicos, proporcionando a las clínicas cosméticas y hospitales de otorrinolaringología un instrumento totalmente autoclavable y resistente a la corrosión listo para el uso quirúrgico diario.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest