



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aufricht Daniel Nazal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Daniel Nazal Ekartör

SKU RM-ADNR-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Aufricht Daniel Nazal Ekartör	11 cm toplam uzunluk, 50 x 10 mm bıçak	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Aufricht Daniel Nazal Ekartör, nazal dorsum, kıkırdak yapısı ve septal çerçevenin net ve atravmatik vizüalizasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış özel, kompakt bir rinoplasti ekartörüdür. 11 cm'lik kısaltılmış profili ile tasarlanan bu alet, cerrahların ve asistanların dar operasyon alanlarında yüksek manevra kabiliyeti ve stabil doku elevasyonu elde etmelerini sağlar.

İntraoperatif doku gerginliğini azaltmak için optimize edilen bu Aufricht Daniel Nazal Ekartör konfigürasyonu, dorsal deri zarfının altına kolayca kayan 50 mm uzunluğunda ve 10 mm genişliğinde pürüzsüz bir bıçağa sahiptir. Bıçak tertibatı, burun kemerine uyum sağlayan ve yerleşmiş basınç noktalarını ortadan kaldıran geniş yüzey teması sunan hafif aşağı doğru bir açığa sahiptir. Orantılı ve hafif sapı, uzun süreli estetik burun şekillendirme işlemleri sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Aufricht Daniel Nazal Ekartör'ü katı klinik standartlara göre üretir; bu da plastik cerrahi ve KBB cerrahi üniteleri için üstün korozyon direnci, kolay yeniden işleme ve tam otoklav uyumluluğu sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest