



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Adson Cerebellum Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adson Cerebellum Ekartör

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 6.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-1	\$149
Standart — 7.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-2	\$159
Büyük — 9.5 in, 22 mm derinlik	RM-ACR-1-3	\$174

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Adson Cerebellum Ekartör, posterior fossa kraniyal prosedürleri sırasında sabit, eller serbest saçlı deri ve kas retraksiyonu sağlamak üzere tasarlanmış temel bir kendinden sabitlemeli cerrahi alettir. Ağır suboksipital kas grubu boyunca sürekli karşı çekiş dağıtarak, asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır ve nöroşirürji müdahalesi için ödünsüz bir operasyon koridoru oluşturur.

Kranium çevresindeki anatomik ergonomi için tasarlanan bu Adson Cerebellum Ekartör modeli, hasta anatomisine rahatça uyum sağlayan açılı kol profili ile 7 ½ inç (19.05 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma uçları, derin kas dokusunu ve galeayı sıkıca kavrayan keskin iç içe geçen dişlerle donatılmıştır; entegre parmak halkalı cırcır mekanizması ise yüksek kas gerilimi altında retraksiyonu korumak için değişken genişliklerde güvenli bir şekilde kilitlenir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Adson Cerebellum Ekartörü sıkı klinik toleranslarla üreterek dünya çapındaki nöroşirürji ameliyathaneleri için pürüzsüz cırcır etkileşimi, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest