



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cervical Tipo Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Cervical Tipo Cloward

SKU RM-CSCR-17-1

\$75 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Chassi do Afastador Cervical Tipo Cloward	17 cm de comprimento total, braços articulados, trava de cremalheira	\$75
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$75

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cervical Tipo Cloward é um chassi cirúrgico autoestático fundamental, projetado especificamente para fornecer um deslocamento estável e mãos-livres de tecidos moles durante procedimentos de coluna cervical anterior. Construído com uma arquitetura articulada, este chassi conforma-se dinamicamente aos contornos específicos do pescoço do paciente, distribuindo as forças de afastamento uniformemente enquanto protege os delicados tecidos traqueoesofágicos.

Projetado para eliminar a fadiga do assistente, este chassi de 17 cm do Afastador Cervical Tipo Cloward apresenta um layout apenas de estrutura articulada (\$75) projetado para aceitar lâminas cervicais intercambiáveis. O cabo com anéis integra um conjunto de trava de cremalheira mecânica de múltiplas posições que mantém a tensão do tecido de forma automática e segura, evitando deslizamentos acidentais e minimizando a fadiga das mãos e pulsos durante manobras prolongadas de discectomia e fusão.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Cervical Tipo Cloward não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo aos cirurgiões de coluna e equipes de neurocirurgia durabilidade confiável, ação de cremalheira suave e desempenho clínico de longo prazo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest