



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Векоподъемник Desmarres EyeLid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Векоподъемник Desmarres EyeLid Retractor

SKU RM-DER-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартная конфигурация — 5 ½" (14 cm) длина, седловидная бранша из нержавеющей стали — Рутинная ретракция века и защита глазного яблока	RM-DER-1-1	\$49
Изолированная конфигурация — 5 ½" (14 cm) длина, диэлектрическое полимерное покрытие — Электрохирургическая безопасность при коагуляции и радиочастотной резке	RM-DER-1-2	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Векоподъемник Desmarres EyeLid Retractor — это признанный во всем мире инструмент для офтальмохирургии и пластической хирургии, разработанный специально для безопасной и атравматичной ретракции верхнего или нижнего века при эстетических и реконструктивных операциях. Ультрагладкое лезвие седловидной формы удобно фиксирует тарзальную пластинку и конъюнктиву, надежно защищая глазное яблоко от операционных травм.

Данная конфигурация Desmarres EyeLid Retractor имеет общую длину 5 ½" (14 cm), что обеспечивает хирургу исключительную точность манипуляций. Инструмент доступен в двух вариантах: стандартная модель из нержавеющей стали (\$49) для рутинной диссекции и изолированная модель (\$79) с диэлектрическим полимерным покрытием для защиты тканей пациента от случайной передачи тепла при использовании монополярной или биполярной электрохирургии. Сбалансированная рукоятка снижает утомляемость рук при сложных вмешательствах в области орбиты.

Изготовленный из медицинской хирургической стали с антибликовым сатинированным покрытием, векоподъемник от Retractor Maker отвечает строгим клиническим стандартам, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и полную пригодность к автоклавированию для использования в косметологических и офтальмологических операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest