



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Knapp самодержасься

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Кнарр самодержащийся

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Кнарр самодержащийся	Размеры / детали: общая длина 10 см, ширина 26 мм, зубцы 4×4 (прямой/изогнутый, острый/тупой) · Основная роль: фиксация слезного мешка и микроразрезов · Цена (USD): \$79.00	\$79
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: стандартная транспортная упаковка · Основная роль: — · Цена (USD): включено	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Кнарр самодержащийся — это специализированный офтальмологический и микрохирургический расширитель, разработанный специально для обеспечения надежной фиксации мягких тканей и краев раны без участия рук во время деликатных операций на лице, глазах и кисти. Оснащенный изогнутыми наружу зубцами, этот инструмент удерживает небольшие разрезы открытыми под постоянным механическим натяжением, устраняя усталость рук ассистента и поддерживая статичное операционное поле.

Изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, данный Кнарр самодержащийся ранорасширитель имеет общую длину 10 см (\$79) в сочетании с рабочей шириной 26 мм. Инструмент выполнен вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали и оснащен набором изогнутых наружу зубцов 4×4. Доступны прямая или изогнутая конфигурации для обхода орбитальных краев. Хирурги могут выбирать между тупыми кончиками для бережного захвата тканей или острыми кончиками для максимально надежной фиксации в плотной надкостнице.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие. Retractor Maker производит Кнапп самодержащийся ранорасширитель с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая пластических, глазных и ЛОР-хирургов по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest