



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

B-Z Weitlaner Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



B-Z Weitlaner Retractor

SKU RM-BZWR-1

\$339 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
B-Z Weitlaner Retractor	全長28 cm、深さ83 mm 4×4鈍爪、90°アングル	\$339
保護スリーブ / 外箱	輸送用個包装	\$339

製品詳細

B-Z Weitlaner Retractorは、整形外科、脊椎外科、および深部外科手術において、強力かつハンズフリーな術野展開を提供するために設計された深部アクセス用の自動開創器です。全長28 cmの設計により、アシスタントの手を煩わせることなく、深部の腔内に広い術野を維持することが可能です。

強力な筋肉牽引を想定して構成された本製品は、90度アングルのシャーシを採用しています。これによりリングハンドルが患者の体表に沿って平らに配置され、電動ツールや顕微鏡の使用を妨げないクリアな作業スペースを確保します。作用部は深さ83 mmのブレードに4×4の鈍爪を備え、神経や血管系への愛護性を保ちつつ、卓越したグリップ力を提供します。一体型のメカニカルラチェットにより、任意の開口幅で確実にロックできます。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、Retractor Makerは厳格な臨床的許容誤差に基づいて本製品を製造しています。スムーズなラチェットの噛み合わせ、高い耐食性、およびオートクレーブに対する完全な耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest