



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Sistrunk

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Sistrunk

SKU RM-STR-153-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Sistrunk	Comprimento total de 15.3 cm, lâminas duplas de $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm), cabo plano	\$49
Capa Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Sistrunk é um retrator cirúrgico indispensável para cirurgias de cabeça, pescoço e endócrinas, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e atraumático de tecidos moles durante a excisão de cisto do ducto tireoglosso (procedimento de Sistrunk) e disseções cervicais. Projetado com uma arquitetura de lâmina de ponta dupla, este instrumento permite que os cirurgiões elevem as bordas da pele, a fáscia cervical e os músculos infra-hióideos de forma limpa, estabelecendo um corredor visual desobstruído até o osso hioide sem comprimir estruturas delicadas do pescoço anterior.

Construído para oferecer máxima durabilidade e resistência à corrosão, com garantia vitalícia absoluta contra ferrugem, esta configuração do Afastador Sistrunk possui um comprimento total de 15.3 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a largura da lâmina de trabalho incorpora um layout de $\frac{3}{8}$ -inch (aprox. 9.5 mm) com margens suaves e arredondadas para proteger retalhos de tecidos delicados contra rasgos. A geometria estrutural integra um chassi de lâmina dupla em um cabo central plano que proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga.

Fornecido como um dispositivo de sala de cirurgia não estéril e reesterilizável com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Sistrunk para suportar ciclos frequentes de esterilização, fornecendo a centros de ORL, endocrinologia e clínicas de cirurgia plástica em todo o mundo confiabilidade estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest