



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado

SKU RM-HRBELH-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
9 ¾" (24.76 cm) — Mango acodado extralargo	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Mango acodado extra largo	RM-HRBELH-1-2	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado es un instrumento de palanca ósea ortopédico avanzado, diseñado específicamente para proporcionar una ventaja mecánica superior y una visualización clara durante la artroplastia total de cadera y rodilla. Diseñado con un vástago de mango alargado y curvado hacia abajo, este separador sitúa las manos y brazos del asistente muy por debajo del plano operatorio, asegurando una línea de visión sin obstrucciones para el fresado y el asentamiento de componentes.

Construido para la exposición de huesos largos y articulaciones pesadas, el Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado presenta un perfil de mango extra largo en todas sus versiones, lo que permite a los asistentes mantener una contracción sostenida con una fatiga muscular mínima. Los cirujanos pueden seleccionar entre dos longitudes totales de herramienta: 9 ¾ pulgadas (24.76 cm, \$69) y 10 pulgadas (25.40 cm, \$79). La punta de pico contorneada se engancha de forma segura sobre los márgenes del hueso cortical, evitando desplazamientos accidentales durante la manipulación articular de alto torque.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Hohmann Mango Extra Largo Curvado para soportar cargas mecánicas intensas y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y fiabilidad clínica para centros de trauma ortopédico y reemplazo articular en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest