



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Saxena Bone Grafting Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU RM-SBGR-1

\$124 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
16.5 cm Variant — 横溝または十字目	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm バリエーション — 横溝または網目状	RM-SBGR-1-2	\$149

製品詳細

Saxena Bone Grafting Retractorは、自家骨移植の採取時に信頼性の高い骨固定と軟部組織の圧排を提供するために設計された、整形外科および再建外科に不可欠なレトラクターです。腸骨稜や脛骨皮質に確実に固定される特殊なテクスチャ加工の顎を備えており、強力な牽引下でも滑りを防止し、トレフィンやオステオトームの使用中に周囲の神経血管束を保護します。

頻繁なオートクレーブ滅菌に耐え、鋳や製造上の欠陥に対する生涯保証を提供するこのSaxena Bone Grafting Retractorは、2種類の全長プロファイルでカスタマイズ可能です。16.5 cm (\$124) バリエーションは、より狭く限定された術野に最適化されており、25.5 cm (\$149) バリエーションは、深い術野で十分なリーチを提供します。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドクラフトされており、直線的なグリップに適したセレーション顎（Serrated Jaws）、または多方向への滑り止め効果を発揮するクロスセレーション顎（Cross-Serrated Jaws）の2つの構成から選択できます。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のSaxena Bone Grafting Retractorは、巨大なトルクや繰り返される院内オートクレーブサイクルに耐えるよう製造されています。世界中の整形外科外傷センター、脊椎外科、および口腔顎顔面外科クリニックに、卓越した構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest