



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Balfour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Balfour

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Quadro de Abertura Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm, ou 200 × 265 mm
1 Par	Válvulas de Afastamento Lateral	Integradas/Destacáveis (60 mm ou 90 mm de profundidade)
1	Válvula Central Ajustável	47 × 80 mm, 62 × 76 mm, ou 80 × 80 mm
1	Embalagem de Armazenamento Protetora	Caixa de transporte individual

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Balfour é um instrumento autoestático fundamental, projetado para fornecer separação estável das bordas da ferida cirúrgica em operações abdominais gerais e pélvicas sem a necessidade de auxílio manual. Utilizando uma barra transversal de deslizamento suave e um mecanismo de trava por parafuso positivo, este instrumento mantém o afastamento bilateral da parede abdominal enquanto minimiza a fadiga do assistente.

Projetado para acomodar uma ampla variedade de incisões cirúrgicas e perfis físicos de pacientes, o Afastador Balfour é fabricado em três configurações clínicas padronizadas: um quadro de 200 × 155 mm (com válvula central de 47 × 80 mm e válvulas laterais de 60 mm de profundidade), um quadro de 200 × 235 mm (com válvula central de 62 × 76 mm e válvulas laterais de 60 mm de profundidade), e um quadro grande de 200 × 265 mm (com válvula central de 80 × 80 mm e válvulas laterais de 90 mm de profundidade). Cada opção possui uma terceira lâmina central ajustável para deslocar a bexiga ou o conteúdo visceral de forma atraumática.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de alta resistência com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Balfour não estéril e totalmente

autoclavável dentro de embalagens protetoras individuais, oferecendo durabilidade robusta e desempenho clínico confiável para centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest