



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Logan

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширитель Logan

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Нижняя направляющая планка	Основное шасси, служащее направляющей для разведения краев ткани
1	Скользящий кронштейн	Подвижный компонент кронштейна, перемещающийся горизонтально по направляющей
2	Винтовые механизмы регулировки	Прецизионные стопорные винты для перемещения и фиксации банш в нужном положении
2	Зубчатые расширяющие наконечники	Нескользящие концы губок с острыми изогнутыми наружу зубцами 3 × 3
1	Защитная упаковка / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Logan представляет собой специализированный компактный самодержащийся хирургический ретрактор, разработанный специально для обеспечения надежной фиксации мягких тканей и краев раны при офтальмологических, челюстно-лицевых и микроконструктивных операциях. Благодаря ультракороткой горизонтальной реечной планке этот инструмент позволяет хирургу разводить неглубокие разрезы с калиброванной микроточностью, исключая необходимость участия ассистента и сохраняя беспрепятственный обзор под операционными лупами и микроскопами.

Созданный специально для работы в узких анатомических зонах, данный вариант Logan Wound Spreader имеет общую длину 4 см (1 ½ дюйма, \$199). Изготовленная вручную из высококачественной немецкой

нержавеющей стали операционного класса, рабочая часть оснащена скользящими губками с острыми изогнутыми наружу зубцами 3 × 3, предназначенными для безопасной фиксации в плотном апоневрозе, надкостнице и краях мышц. Скользящий кронштейн плавно перемещается по нижней направляющей и жестко фиксируется с помощью двух прецизионных винтовых механизмов, что снижает утомляемость рук хирурга.

Инструмент от Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое покрытие и выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая офтальмологическим центрам, клиникам пластической хирургии и отделениям микрохирургии исключительную жесткость конструкции, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest