



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bellucci Endaural Retractors (耳内開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bellucci Endaural Retractors（耳内開創器）

SKU RM-BER-1

\$174 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
無窓弁 2鈍歯付	RM-BER-1-1	\$174
無窓弁 2鋭歯付	RM-BER-1-2	\$174

製品詳細

Bellucci Endaural Retractorsは、耳内アプローチによる外耳道および中耳構造の露出を、ハンズフリーで精密に行うために開発された耳科用手術器具です。先端部に極めて急なカーブを持たせた設計により、繊細なマイクロ器具や手術用顕微鏡の光軸を妨げることなく軟部組織を保持します。

繊細な顕微鏡下手術に対応するため、このBellucci Endaural Retractorsモデルは、精密な手技操作を可能にする4 1/4-inch (10.8 cm) のロングシャフトを採用しています。ブレード構成は、愛護的な組織移動に適した「2本鈍爪付きソリッドブレード」と、確実な骨膜固定を可能にする「2本鋭爪付きソリッドブレード」の2種類から選択可能です。すべてのブレード縁は滑らかなラウンド加工が施されており、局所的な組織損傷を確実に防止します。

Retractor Maker社は、高品質な医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げで製造しています。厳格な臨床許容誤差を遵守して作られたBellucci Endaural Retractorsは、スムーズな機械的ロック機構、高い耐食性を備え、世界各地の耳鼻咽喉科でオートクレーブ滅菌に対応した運用が可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest