



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Marco craneal multipropósito Sugita

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Marco craneal multipropósito Sugita

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Smart Fix C Holder	Chasis de abrazadera en C rígida que conecta el marco base a la mesa de operaciones
1	Smart Fix Box Joint	Bloque conector articulado que incluye 2 tornillos de fijación dedicados
1	Smart Fix Stopper Sleeve	Collar guía de bloqueo que evita el desplazamiento axial del marco
1 Set	Smart Fix Head Pin, Standard	Pin de fijación de cráneo cónico para craneotomía adulta estándar
1 Set	Smart Fix Head Pin, Long	Pin de fijación de cráneo extendido para perfiles óseos calvarios gruesos
1	Flexible Base Unit	Base de articulación multiarticulada que une los accesorios de la mesa
1	Frame Unit	Arco estructural principal semicircular que proporciona montaje de accesorios de 360°
1 Set	Spring Scalp Hook Retractors	Retractores de margen del cuero cabelludo de tensión elástica para sujeción hemostática
1	Spring Hook Adjustor	Mecanismo de dial de tensión que controla la tracción del gancho para el cuero cabelludo
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Montaje deslizante de microavance de precisión para espátulas cerebrales

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hand Rest (Central)	Estabilizador ergonómico del antebrazo y la muñeca para el microcirujano
1	Hand Rest R	Barra de soporte anatómica para el antebrazo del lado derecho
1	Hand Rest L	Barra de soporte anatómica para el antebrazo del lado izquierdo
1	Adjustable Hand Rest with Dome Screw	Apoyamanos articulado con ajuste de bloqueo de cúpula esférica
1	Adjustable Hand Rest with Slide	Apoyamanos deslizante longitudinal para ángulos operativos variables
1	Instrument Receptacle	Bandeja de soporte estéril para cánulas de succión y microinstrumentos
1	Cotton Plate	Plataforma de preparación para compresas neuroquirúrgicas y algodones
1	Cotton Plate Adjustor	Brazo de posicionamiento articulado para la plataforma de algodón
1	Sub Hole Attachment	Soporte de montaje auxiliar para retractores cerebrales periféricos
1	Sterilization Box	Contenedor de tránsito organizacional de aluminio/Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) hecho a medida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El marco craneal multipropósito Sugita es un sistema neuroquirúrgico de fijación craneal y retractor microquirúrgico aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar inmovilización craneal rígida y retracción cerebral multivectorial durante craneotomías abiertas complejas y procedimientos de base de cráneo. Diseñado para montarse de forma segura en los rieles de la mesa de operaciones, este marco craneal establece un perímetro semicircular ultraestable alrededor del campo operatorio, lo que permite a los neurocirujanos posicionar microespátulas delicadas, ganchos para el cuero cabelludo y apoyos fisiológicos con absoluta estabilidad mecánica bajo microscopios operatorios.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este conjunto completo del marco craneal multipropósito Sugita (\$4,999) integra un extenso conjunto modular de 21 componentes diseñado para una versatilidad operativa integral. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la arquitectura central presenta una unidad base flexible y una unidad de marco rígida emparejadas con un Smart Fix C Holder, una articulación Smart Fix Box Joint (que incluye 2 tornillos de fijación), una funda Smart Fix Stopper Sleeve, y pines craneales estándar y largos para un asiento de pin craneal antideslizante. El conjunto de manipulación microquirúrgica incluye apoyamanos izquierdo y derecho, apoyamanos ajustables con tornillos de cúpula y deslizadores, receptáculos para instrumentos, placas de algodón con ajustadores, retractores de gancho para el cuero cabelludo de resorte con ajustadores, un

accesorio de orificio secundario y mecanismos Retractor Slide Adjustor II, todo alojado dentro de una caja de esterilización resistente dedicada.

Forjado con un acabado satinado mate antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el marco craneal multipropósito Sugita para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros neuroquirúrgicos, suites de traumatismos craneales e institutos de base de cráneo de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest