



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bennett Tibia-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bennett Tibia-Retraktor

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 45 mm Blatt	RM-BTR-1-1	\$79
Groß — 63 mm Blatt	RM-BTR-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bennett Tibia-Retraktor ist ein spezialisierter orthopädischer Wundhaken, der gezielt für zuverlässige Hebelwirkung und Weichteilexposition am Tibiaschaft und Tibiaplateau bei Knie- und Unterschenkeloperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem breiten, gebogenen distalen Blatt, das sich der Anatomie des Röhrenknochens anpasst, ermöglicht dieses Instrument dem OP-Personal die Retraktion voluminöser anteriorer und posteriorer Muskelkompartimente mit minimalem Kraftaufwand.

Konzipiert für starken Gegenzug an den unteren Extremitäten, wird diese Bennett Tibia-Retraktor-Serie in zwei Hauptkonfigurationen angeboten: Ein Small-Modell mit einer Blattbreite von 45 mm (\$79) und ein Large-Modell mit einer expansiven Blattbreite von 63 mm (\$89). Beide Profile bieten wählbare Gesamtlängen von 9 ½ Zoll bis 9 ¾ Zoll (wobei Standardserien auch 9 ¼ Zoll abdecken). Die glatte, abgerundete Blattlippe umschließt den Knochen sicher und schützt das Periost sowie neurovaskuläre Bündel während Osteotomien und Frakturfixationen.

Geschmiedet aus erstklassigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Bennett Tibia-Retraktor so, dass er hohen mechanischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er liefert außergewöhnliche Stabilität und Zuverlässigkeit für die orthopädische Traumatologie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest