



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор шейки мышелка Salzburg

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ретрактор шейки мышцелка Salzburg

**SKU** RM-SCNR-225-1

**\$49 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                                                                            | SKU / ДЕТАЛИ    | ЦЕНА (USD) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Модель для правой стороны — 22.5 см длина, изогнутое вправо лезвие для шейки мышцелка       | RM-SCNR-225-1-1 | \$49       |
| Модель для левой стороны — 22.5 см длина, изогнутая влево лопатка для мышцелкового отростка | RM-SCNR-225-1-2 | \$49       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор шейки мышцелка Salzburg — это специализированный хирургический ретрактор для челюстно-лицевой хирургии и операций на височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС), разработанный специально для обеспечения безопасного рычага кости и смещения мягких тканей вокруг мышцелка нижней челюсти и подмышцелковой шейки. Инструмент с анатомическим изогнутым лезвием, охватывающим глубокую часть шейки мышцелка, позволяет хирургам аккуратно манипулировать костными фрагментами, защищая внутреннюю челюстную артерию и ветви лицевого нерва.

Данная конфигурация ретрактора Salzburg длиной 22.5 см (\$49) рассчитана на частые циклы автоклавирувания и имеет пожизненную гарантию от коррозии. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент доступен в правой или левой анатомической конфигурации, выбираемой в меню заказа. Конструкция с односторонним лезвием точно соответствует контурам области шейки мышцелка, предотвращая соскальзывание с кости, а эргономичная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный ручной рычаг.

Изготовленный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Salzburg для выдерживания многократных циклов стерилизации, обеспечивая центры челюстно-лицевой и краниофациальной хирургии по всему миру исключительной механической стабильностью,

коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest