



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Meyerding Retractor with Ratchet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Meyerding Retractor with Ratchet

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
32 mm × 25 mm широкое	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Широкие	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Широкий	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Широкий	RM-MRWR-18-1-4	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Meyerding Retractor with Ratchet — это специализированный спинальный хирургический ретрактор, разработанный для мощного самодержащегося разведения параспинальных мышц и мягких тканей во время задней поясничной ламинэктомии, дискэктомии и спондилодеза. Встроенный механический храповой замок обеспечивает постоянную контртягу против плотных мышечных слоев, освобождая руки ассистента и сохраняя статичный операционный коридор.

Инструмент изготовлен в соответствии с клиническими стандартами и имеет общую длину рамы 18 см. Выполненный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, ретрактор предлагается с четырьмя вариантами геометрии губок: 32 mm × 25 mm (\$84), 41 mm × 25 mm (\$89), 50 mm × 25 mm (\$94) и сверхглубокие 57 mm × 25 mm (\$99). Зубчатый край губки надежно фиксируется на дуге позвонка и границе фасеточного сустава, предотвращая соскальзывание при активной декорткации и декомпрессии.

Retractor Maker производит Meyerding Retractor with Ratchet с антибликовым сатинированным покрытием, что позволяет инструменту выдерживать высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая нейрохирургические центры по всему миру долговечным и

надежным оборудованием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest