



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Balfour Baby Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour Baby Otostatik Ekartör

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1 Set (2 kanat)	Lateral Kanatlar	60 mm derinlik
1	Balfour Orta Kanat	21 mm genişlik × 24 mm derinlik
1	Balfour Ekartör Çerçevesi	125 × 90 mm

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Balfour Baby Otostatik Ekartör, neonatal, pediyatrik ve minör abdominal cerrahi alanlarında atravmatik, otostatik ekarman sağlamak üzere tasarlanmış özel bir pediyatrik cerrahi ekartördür. Küçültülmüş boyutlarda üretilen bu alet, hassas anatomik çalışma alanlarını daraltmadan sabit, eller serbest karşı traksiyon sunar.

Küçük anatomik alanlar için özel olarak tasarlanan bu tam Balfour Baby Otostatik Ekartör seti, çevik bir 125 × 90 mm açılır çerçeve, bir çift 60 mm derinliğinde lateral kanat ve hedeflenen pelvik ve visseral deplasman için kompakt bir 21 × 24 mm orta kanat içerir. Çerçevenin ince dişli kelebek vidası, cerrahi ekiplerin açılma gerilimini milimetrik adımlarla sorunsuz bir şekilde kontrol etmesine olanak tanıyarak dokunun aşırı gerilmesini önler.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten, parlama önleyici saten mat kaplama ile üretilen Retractor Maker, Balfour Baby Otostatik Ekartör cihazını steril olmayan şekilde ve bireysel koruyucu kutu içinde tamamen otoklavlanabilir olarak sunarak pediyatrik cerrahi bölümleri için olağanüstü klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest