



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos

SKU RM-CNR4BP-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos	Longitud de 6" (15.0 cm), rastrillo de 10.0 mm de ancho, 4 dientes romos	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos es un retractor quirúrgico fundamental para rinoplastia y septoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una exposición amplia y atraumática de los tejidos blandos del vestíbulo nasal y el tabique. Diseñado con puntas romas pulidas suavemente, este instrumento permite a los cirujanos retraer membranas mucosas delicadas y márgenes cutáneos sin causar heridas por punción localizada o desgarros.

Construido para un control intranasal refinado, esta configuración del Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos presenta una longitud total de 6 pulgadas (15.0 cm) y un perfil de cabezal de rastrillo de 10.0 mm de ancho. El diseño de 4 dientes incorpora dientes exteriores empotrados únicos, diseñados específicamente para ofrecer una retracción selectiva y personalizada según sea necesario, adaptándose a la curva anatómica del borde alar. Su mango ergonómico plano garantiza un agarre manual firme y antideslizante que minimiza la fatiga de la mano durante disecciones prolongadas.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Nasal Cottle - 4 Dientes Romos bajo estrictos estándares clínicos, asegurando una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y compatibilidad total con autoclave para quirófanos de otorrinolaringología y cirugía plástica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest