



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autostático Beard Distal Bicep

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autostático Beard Distal Bicep

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autostático Beard Distal Bicep é um afastador cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer acesso operatório mãos-livres durante procedimentos de recolocação do tendão do bíceps distal. Projetado para trabalhar em incisões antecubitais restritas, este instrumento retrai a pele e tecidos moles ao mesmo tempo que protege o nervo cutâneo antebraquial lateral e os ramos do nervo radial.

Construído para ergonomia refinada de extremidade superior, o Afastador Autostático Beard Distal Bicep é fabricado em dois comprimentos selecionáveis: 6.375" (\$299) e 7.5" (\$319). Sua lâmina distal de 16 mm de largura com contorno anatômico proporciona exposição focalizada e localizada sobre a tuberosidade radial sem esmagar o tecido circundante. O design do cabo estreito e curvo afasta-se do campo cirúrgico, maximizando a janela de trabalho para perfuração, colocação de âncora de sutura e fixação de botão cortical.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autostático Beard Distal Bicep para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo aos cirurgiões ortopedistas de medicina esportiva e de extremidade superior uma estabilidade de fixação e durabilidade confiáveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest