



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tiroides Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tiroides Green

SKU RM-GTR-223-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Tiroides Green	Longitud total de 22.3 cm, hoja de bucle de alambre abierto curva, mango de anillo — 1	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual — 1	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tiroides Green es un retractor clásico de cirugía endocrina y general, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático de tejidos blandos durante procedimientos de tiroides y paratiroides. Diseñado con una hoja de bucle de alambre fenestrada abierta, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos movilizar suavemente los músculos esternohioideo, esternotiroideo y omohioideo fuera de la glándula tiroides sin causar aplastamiento de tejidos o isquemia muscular focal.

Optimizado para exposiciones tiroideas específicas, esta configuración del Separador de Tiroides Green presenta una longitud total de la herramienta de 22.3 cm (\$44). Su extremo de trabajo incorpora un perfil de hoja de bucle de alambre abierto y totalmente curvo que proporciona un contacto de superficie amplia mientras permite que la luz y la visión quirúrgica pasen directamente a través de la fenestración. El mango ergonómico con anillo para el dedo reduce la fatiga de la mano del usuario y proporciona un apalancamiento manual excepcional, asegurando una estabilidad antideslizante durante las delicadas disecciones del nervio laríngeo recurrente.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Tiroides Green bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para quirófanos de hospitales y centros de cirugía

endocrina en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest