



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur distal de Hoyos

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur distal de Hoyos

**SKU** RM-HDR-1

**\$349 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                                  | SKU / DÉTAILS | PRIX (USD) |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7.5 cm Short Variant — 7.5 cm (approx. 3.0")     | RM-HDR-1-1    | \$349      |
| 15.0 cm variante longue — 15.0 cm (approx. 6.0") | RM-HDR-1-2    | \$399      |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur distal de Hoyos est un écarteur chirurgical esthétique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation étendue des tissus mous distaux et un dégagement visuel précis lors de l'abdominoplastie de haute définition et des procédures de remodelage corporel. Conçu en collaboration avec les techniques modernes de lipo-abdominoplastie, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir des poches opératoires propres tout en sculptant les détails anatomiques musculaires superficiels sans écraser les lambeaux cutanés vascularisés.

Construit pour s'adapter aux dimensions variables des poches, cet écarteur distal de Hoyos est proposé en deux configurations longitudinales distinctes sélectionnables via le menu de configuration d'achat : une variante de taille Courte de 7.5 cm (349 \$) pour l'élévation localisée du lambeau distal et une variante de taille Longue étendue de 15 cm (399 \$) pour l'accès aux poches chirurgicales profondes. La lame distale incurvée et polie répartit uniformément la contre-traction pour protéger la microcirculation dermique, tandis que le manche robuste offre aux assistants opératoires un effet de levier manuel stable lors d'un remodelage prolongé.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur distal de Hoyos pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux cliniques de chirurgie plastique et esthétique du monde entier une stabilité clinique, une rigidité structurelle et une résistance à la corrosion inégalées.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest