



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Delee Universal Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Delee Universal Retractor

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Delee Universal Retractor	全長24 cm、50 × 70 mm 曲面ブレード	\$129
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$129

製品詳細

Delee Universal Retractor（一般にDelee膀胱開創器とも呼ばれる）は、帝王切開や開腹骨盤手術において、膀胱および下腹壁を非侵襲的かつ広範囲に変位させるために特別に設計された産婦人科の基幹手術器具です。滑らかな曲線を描く幅広のブレード設計により、膀胱を子宮下部切開部位から安全に隔離します。

術野の露出を最大化するために構築されたこのDelee Universal Retractorは、全長24 cm (\$129) で、幅50 mm、深さ70 mmの固定式ワイドブレードを採用しています。研磨された丸みのあるブレード先端が膀胱を非侵襲的に保持し、強い牽引下でも粘膜の挫傷や穿孔を防ぎます。堅牢で人間工学に基づいたフラットハンドルは、助手に疲労の少ないレバレッジを提供し、メスや吸引チップの操作から膀胱を確実に保護・抑制します。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で鍛造されたRetractor MakerのDelee Universal Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の分娩室や婦人科手術室に優れた耐久性と臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest