



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Gancho Traqueal / Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Gancho Traqueal / Retractor

**SKU** RM-THR-6IN-1

**\$29 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN          | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|--------------------------|----------------|--------------|
| Estándar — 6 in, 15.2 cm | RM-THR-6IN-1-1 | \$29         |
| Grande — 7 in, 18 cm     | RM-THR-6IN-1-2 | \$34         |
| X-Grande — 7.5 in, 19 cm | RM-THR-6IN-1-3 | \$39         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Gancho Traqueal / Retractor es un instrumento quirúrgico esencial para vías aéreas en procedimientos de emergencia y electivos, diseñado específicamente para proporcionar una elevación y estabilización segura y antideslizante de los cartílagos traqueales durante las traqueotomías. Diseñado con un gancho afilado anatómicamente curvado, este instrumento permite a los cirujanos enganchar y elevar el cricoides o los anillos traqueales superiores de forma limpia, levantando la vía aérea hacia la incisión operativa mientras desplaza la fascia pretraqueal subyacente.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia sin degradarse, esta configuración de Gancho Traqueal / Retractor presenta una longitud total de 6 pulgadas (15.2 cm, \$29). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de su punta de trabajo incorpora un diseño de un solo extremo con una configuración de una sola punta curva afilada que se ancla firmemente en el pericondrio denso, evitando el desplazamiento del instrumento durante la incisión crítica de la traqueotomía y la inserción de la cánula. El mango plano ergonómico proporciona una palanca manual estable para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Gancho Traqueal / Retractor bajo estrictos estándares clínicos, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, departamentos de emergencia y unidades de cuidados críticos en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a

la corrosión y durabilidad total en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest