



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Акушерское зеркало Guttman Obstetrical Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Акушерское зеркало Guttman Obstetrical Retractor

SKU RM-GOR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
7.5 cm Blade Extension — 50 mm x 70 mm base with 7.5 cm extension	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Удлинитель лезвия — 50 mm x 70 mm основание с 11 cm удлинителем	RM-GOR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Акушерское зеркало Guttman Obstetrical Retractor является важным инструментом для акушерства и гинекологии, специально разработанным для широкого атравматичного смещения мочевого пузыря и нижней части брюшной стенки при кесаревом сечении и открытых операциях на органах малого таза. Благодаря широкому полотну с плавными контурами, инструмент безопасно защищает органы малого таза, отодвигая их от нижнего сегмента матки и обеспечивая беспрепятственное поле для извлечения плода.

Инструмент Guttman Obstetrical Retractor имеет фиксированную общую длину 24 см и площадь основания лопатки 50 mm x 70 mm. Хирурги могут адаптировать инструмент, выбирая между двумя вариантами удлинения полотна: 7,5 см (\$94) для стандартной анатомии таза или удлиненным вариантом 11 см (\$99) для глубоких вмешательств или операций у пациентов с ожирением. Эргономичная рукоятка обеспечивает ассистентам рычаг для работы без утомления и стабильную противотягу.

Изготовленное из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, зеркало Guttman Obstetrical Retractor производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы больничной стерилизации. Это гарантирует исключительную долговечность, коррозионную стойкость и клиническую надежность для родовых залов и гинекологических

операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest