



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Coryllos Ekartörler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Coryllos Ekartörler

SKU RM-COR-THOR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Coryllos Ekartörler, torakotomi ve akciğer rezeksiyonu prosedürleri sırasında torasik boşluğun ve göğüs duvarının derinlemesine ve tavizsiz bir şekilde açığa çıkarılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış özelleşmiş kardiyotorasik cerrahi aletlerdir. Geniş ve anatomik olarak kavisli bir bıçakla tasarlanan bu aletler, cerrahi asistanların akciğer parankimine baskı yapmasına ve interkostal kasları, fokal doku kontüzyonlarına neden olmadan pürüzsüzce ekarte etmesine olanak tanır.

Ağır torasik kaldıraç gücü için üretilen Coryllos Ekartörler serisi, mükemmel fiziksel kaldıraç sağlamak amacıyla 9 ½ inç ile 10 inç (yaklaşık 24-25.4 cm) arasında bir operasyonel erişim mesafesine sahiptir. Seri, üç standart bıçak boyutunda üretilmektedir: 22 mm × 82 mm (\$99), 43 mm × 108 mm (\$109) ve ekstra geniş 65 mm × 115 mm (\$119) profil. Damla formlu açıklığa sahip halka sapı, cerrahi asistanlara saatlerce süren açık torasik prosedürler sırasında el yorgunluğunu önemli ölçüde azaltan güvenli ve kaymaz bir tutuş sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Coryllos Ekartörler ürününü ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte, kardiyotorasik ve genel cerrahi ekiplerine uzun ömürlü klinik güvenilirlik sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest