



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ranawat Diz Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ranawat Diz Ekartörü

SKU RM-RKR-95-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Ranawat Diz Ekartörü	9 ½" (24.13 cm) uzunluk, 17 x 34 mm 90° bıçak (Künt veya Keskin)	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ranawat Diz Ekartörü, total diz artroplastisi (TDA) ve karmaşık diz rekonstrüksiyonları sırasında güvenilir kemik kaldıracı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş uzman bir ortopedik cerrahi alettir. Tibial plato ve kollateral bağların arkasına yerleşecek şekilde tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin ağır kapsüller ve ligamentöz yapıları osilasyonlu kemik testereleri ve raybalarından temiz bir şekilde uzak tutmasına olanak tanır.

Son derece dayanıklı ve korozyona dirençli bir gövde ile inşa edilen bu Ranawat Diz Ekartörü konfigürasyonu, 9 ½ inç (24.13 cm, \$79) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu boyutları 17 mm genişlik x 34 mm uzunluktadır. Uç profil geometrisi, seçenek menüsünden seçilebilen iki farklı tipolojide sunulan entegre 90 derecelik açılı bir çalışma ucunu içerir: Vasküler açıdan hassas yumuşak dokuların nazik ve atravmatik ekartasyonu için tasarlanmış Künt uç veya sert ligamentöz yapılar ve kortikal kemik üzerinde son derece güvenli, kaymaz bir tutuş sağlamak üzere tasarlanmış Keskin uç. Ağır hizmet tipi sap, asistanlar için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Ranawat Diz Ekartörünü ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki diz artroplastisi merkezlerine ve ortopedik travma cerrahi ünitelerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest