



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

B-Z 開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



B-Z 開創器

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
7.5 cm 深 (45° または 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm 深型 (45° または 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

製品詳細

B-Z 開創器は、複雑な脊椎、整形外科、および骨盤の手術において、妥協のない深部の術野視認性を確立するために設計された堅牢な自動開創器です。高密度の筋肉や筋膜層に対して機械的なカウンター・トラクションを提供することで、深部腔内において固定された術野を維持しながら、手術スタッフの負担を軽減します。

解剖学的なクリアランスに適応するように設計されたこのモジュール式 B-Z 開創器フレームは、最大 12.8 cm 幅までスムーズな拡張能力を提供します。外科医は、機械的アームが直接的な術野を妨げないように、45度または90度の角度付きシャーシ構造を構成でき、7.5 cm (\$339) または 10 cm (\$359) の深型ブレードと組み合わせて使用可能です。ファインピッチ・ラチェット機構は、高い筋肉の張力下でも確実にロックされ、不意の外れを防止します。

反射防止サテン仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Maker は、高負荷の機械的荷重と繰り返しの病院用高圧蒸気滅菌サイクルに耐え、脊椎および外傷外科医に長期的な信頼性を提供する B-Z 開創器を製造しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest