



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Kocher Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Kocher Retractor

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Модель 20.3 см с лопаткой 20 mm x 12 mm	Основная роль: Ретракция краев поверхностных ран и элевация долей щитовидной железы · Цена (USD): \$49.00
1	Модель 21 см с лопатками 8×25, 12×40, 12×45 mm	Основная роль: Промежуточная ретракция мягких тканей и аппендэктомия · Цена (USD): \$54.00
1	Модель 21 см с лопатками 12×60, 12×65 mm	Основная роль: Глубокая ретракция фасций и удержание мышц конечностей · Цена (USD): \$54.00
1	Модель 23 см с лопатками 18×40, 20×38, 20×60 mm	Основная роль: Стандартная лапаротомия у взрослых и экспозиция суставов в ортопедии · Цена (USD): \$64.00
1	Модель 23 см с лопатками 25×60, 30×75, 40×75 mm	Основная роль: Массивное смещение мышц при операциях на тазу и тазобедренном суставе · Цена (USD): \$64.00
1	Защитный чехол / Коробка	Основная роль: Стандартная транспортная упаковка · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Kocher Retractor является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для надежного смещения глубоких мягких тканей и удержания мышц при выполнении общехирургических, тиреоидологических и ортопедических вмешательств. Благодаря

удлиненной Г-образной лопатке с мягкой удерживающей губкой, этот инструмент позволяет ассистентам поддерживать постоянную нескользящую противотягу на толстых слоях тканей без раздавливания подлежащих структур.

Разработанная для полной адаптивности к процедурам, серия Kocher Retractor сохраняет фиксированную конфигурацию с кольцевой рукояткой, предлагая при этом гибкое меню размеров, сочетающее общую длину инструмента и площадь рабочей поверхности. Инструмент доступен в четырех вариантах длины: 20.3 см (\$49), 21 см (\$54), 22.8 см (\$59) и 23 см (\$64). Хирурги могут выбрать из 12 различных конфигураций, включая модель 20.3 см с лопаткой 20 × 12 mm, модели 21 см с размерами от 8 × 25 mm до 12 × 65 mm, а также модели 23 см с широкими лопатками от 18 × 40 mm до 40 × 75 mm.

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения с безбликовым сатинированным покрытием, Kocher Retractor от Retractor Maker рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и полную пригодность для автоклавирования в операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest