



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Cóndilo Reich

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Cóndilo Reich

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
18 cm Longitud total — Perfil de 80° o 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Longitud total — Perfil de 80° o 110°	RM-RCR-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Cóndilo Reich es un separador quirúrgico especializado para cirugía oral, maxilofacial y de la articulación temporomandibular (ATM), diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo seguro y el desplazamiento de tejidos blandos alrededor del cóndilo mandibular y el cuello subcondilar. Diseñado con un ángulo de enganche anatómico, este instrumento permite a los cirujanos rodear limpiamente el cuello condilar profundo, protegiendo la arteria maxilar interna, el plexo pterigoideo y las ramas del nervio facial durante las osteotomías subcondilares.

Construido con un chasis altamente duradero y resistente a la corrosión, esta serie de Separadores de Cóndilo Reich está disponible en dos longitudes totales: 18 cm (\$49) para abordajes estándar de ATM y 19 cm (\$59) para campos operatorios más profundos. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el extremo de trabajo ofrece dos angulaciones distintas seleccionables según los parámetros del pedido: un perfil de 80 grados para abordajes submandibulares o un perfil de 110 grados optimizado para exposiciones de ATM preauriculares. Su mango ergonómico ofrece un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Cóndilo Reich para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía oral, maxilofacial y craneofacial de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a

la corrosión y total fiabilidad de esterilización.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest