



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Gifford-Jansen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Gifford-Jansen

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
3×3 Layout de dentes — Pontas agudas ou rombas	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 Disposição dos Dentes — Pontas Agudas ou Rombas	RM-GJR-115-1-2	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Gifford-Jansen é um afastador cirúrgico autoestático especializado, projetado especificamente para fornecer retração precisa e mãos-livres de tecidos moles e periósteo em campos cirúrgicos confinados. Utilizado principalmente em acessos otológicos, mastoides e pequenos procedimentos neurocirúrgicos, este afastador compacto mantém as margens da ferida abertas sob tensão mecânica, eliminando a fadiga do assistente manual durante a perfuração óssea delicada.

Construído para uma folga de trabalho ideal, este modelo do Afastador Gifford-Jansen mantém uma extensão total fixa de 11.5 cm que proporciona alta manobrabilidade sem obstruir o local operatório. Os cirurgiões podem personalizar o instrumento em duas opções estruturais de garras: um layout de 3×3 garras (\$84) ou um layout expandido de 4×4 garras (\$89). Ambas as configurações podem ser selecionadas com pontas Agudas, projetadas para fixação segura e sem deslizamento em fâscias densas, ou pontas Rombas, desenvolvidas para minimizar o trauma estrutural em camadas delicadas de tecidos moles.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Gifford-Jansen seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo alta resistência à corrosão, travamento mecânico suave e durabilidade total em autoclave para salas de otorrinolaringologia e neurocirurgia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest