



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Adaptörlü FK-WO TORS Temel Çerçevesi	Ana yapısal çerçeve tertibatı
1	FK-WO TORS Temel Çerçeve Adaptörü	Montaj bağlantı adaptörü
1	Tümör Tutma Forsepsleri veya Aspirasyon Tüpü Adaptörü	Yardımcı enstrüman montaj adaptörü
1	Işık Klipsi	Lateral kablo bağlantısı
2	Yanak Ekartörleri	Kavisli profil
1	Duman Aspirasyon Tüpü	4.0 × 170 mm
10 adet	Diş Koruyucu	Lateks içermez, otoklavlanamaz
1	Mandibula Bladei	11 cm
1	Larenjeal Blade	17 cm, konkav
1	Dil Bladei	Kavisli
1	Dil Bladei	Kavisli, sağ tarafı açık
1	Dil Bladei	Kavisli, sol tarafı açık
1	Weinstein-O'Malley Uyumlu TORS Bladei	Standart TORS profili
2	Küçük TORS Bladei, Sol	Kompakt sol taraf konfigürasyonu

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Küçük TORS Bladei, Sağ	Kompakt sağ taraf konfigürasyonu
1	Sterilizasyon Kutusu	FK-WO TORS seti için özel tepsili kutu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer), dil kökü, hipofarenks, supraglottis ve larenkse optimum görselleştirme ve cerrahi erişim sağlamak üzere mühendislik harikası olarak tasarlanmış, uluslararası düzeyde tanınan bir trans-oral operatif platformdur. Trans-Oral Robotik Cerrahi (TORS) ve endolarenjeal lazer mikrocerrahisi için optimize edilen bu sistem, robotik kolları ve mikroskobik görüntülemeyi doku engeli olmaksızın barındıran geniş ve sarsılmaz bir görsel koridor oluşturur.

FK-WO TORS temel çerçevesi etrafında yapılandırılan bu tam FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer) seti; tümör tutma forsepsleri veya aspirasyon tüpleri için özel montaj adaptörleri, ışık kablosu klipsleri, kavisli yanak ekartörleri, özel 4.0 × 170 mm duman aspirasyon tüpü ve 10 adet lateks içermeyen diş koruyucu içerir. Blade tertibatı; 11 cm mandibula bladei, 17 cm konkav larenjeal blade, standart ve açık kenarlı kavisli dil bladeleri ile bilateral Weinstein-O'Malley TORS bladelerini kapsayarak eşsiz bir klinik esneklik sunar.

Özel formlu ağır hizmet tipi sterilizasyon kutusunda sunulan Retractor Maker, FK Ekartör (Feyh-Kastenbauer) sistemini yüksek dereceli biyouyumlu Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) ve özel alaşımlardan üreterek, dünya çapındaki KBB departmanlarına güvenilir stabilite ve cerrah odaklı ergonomi sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest