



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S es un instrumento esencial de cirugía plástica estética, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático y amplio de músculo y tejido blando durante procedimientos de gluteoplastia y aumento de glúteos. Diseñado con un chasis anatómico de doble curvatura en S, este instrumento permite a los cirujanos navegar alrededor de capas adiposas gruesas y elevar el músculo glúteo mayor de forma limpia, estableciendo un bolsillo sin obstrucciones para la colocación de implantes de silicona.

Construido para profundidades quirúrgicas variables, este modelo de Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S mantiene un ancho de hoja fijo de 20 mm mientras ofrece dos opciones de longitud funcional: 18.1 cm (listado como 18 cm, \$39) para acceso estándar y un perfil extendido de 20 cm (\$44) para disección muscular profunda. Los bordes suaves y contorneados de la hoja previenen lesiones por cizallamiento localizado en los planos de tejido fibroso, mientras que el mango ergonómico equilibrado proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual constante y sin fatiga durante procedimientos estéticos de varias horas.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador Glúteo de Gonzalez en Forma de S para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y total fiabilidad clínica para clínicas de cirugía plástica estética y reconstructiva en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest