



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Parker - Juego de Dos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Parker - Juego de Dos

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Parker - Juego de Dos es un conjunto esencial de instrumentos quirúrgicos emparejados, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático de los márgenes de la herida y la elevación de tejidos blandos durante procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Diseñados con valvas curvas en forma de C en los extremos opuestos de un mango central, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre diferentes profundidades de tejido sin necesidad de intercambiar herramientas.

Construido para una utilidad clínica versátil, este Separador Parker - Juego de Dos mantiene un diseño uniforme de doble extremo en cinco tamaños longitudinales seleccionables: 5 pulgadas (12.7 cm, \$44), 5 ½ pulgadas (13.97 cm, \$49), 6 pulgadas (15.24 cm, \$54), 7 pulgadas (17.78 cm, \$59) y 7 ¼ pulgadas (18.42 cm, \$64). Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), ambos extremos de trabajo incorporan bordes de valva suaves y redondeados que sostienen los bordes de la piel, la grasa subcutánea y los planos musculares de forma limpia sin causar traumatismos por aplastamiento localizado. El mango plano sólido proporciona a los asistentes quirúrgicos un control manual estable y antideslizante.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Parker - Juego de Dos para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para quirófanos, centros de traumatología y clínicas quirúrgicas ambulatorias en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest