



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Morse Rippensperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morse Rippensperrer

SKU RM-MRS-SERIES-1

\$239 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Option A — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / 210 mm Spreizweite	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Morse Rippensperrer ist ein fortschrittlicher Thorax-Retraktor, der speziell für die vielseitige, atraumatische interkostale Rippenspreizung und Freilegung der Thoraxwand bei der offenen Thorakotomie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultraleichten parallelen Gleitschiene und beweglichen Mehrpositionsblättern ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, die Blattausrichtung dynamisch an die Rippenkrümmung anzupassen. Dies verteilt die Distraktionskräfte gleichmäßig, um punktuelle Knochenbelastungen und Rippenfrakturen zu vermeiden.

Das Morse Rippensperrer-Sortiment bietet maximale klinische Flexibilität bei minimalem Gesamtgewicht und umfasst vier Konfigurationen beweglicher Blätter: Option A (239 \$) mit 22 mm × 27 mm lateralen Blättern und 200 mm maximaler Spreizung; Option B (259 \$) mit 30 mm × 28 mm Blättern und 210 mm Spreizung; Option C (279 \$) mit 42 mm × 28 mm Blättern und 210 mm Spreizung; und Option D (299 \$) mit 55 mm × 28 mm Blättern und 210 mm Spreizung. Das System verfügt über vier bewegliche, gewinkelte Blätter (zwei pro Schenkel), die durch eine integrierte Klemmschraube gesichert werden, was den Rahmen stabilisiert und die

Ermüdung der Hände verringert.

Gefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) (Blätter) und hochfesten eloxierten Aluminiumarmen, produziert Retractor Maker den Morse Rippensperrerr für die Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Er bietet herzchirurgischen Abteilungen, Traumazentren und Lungenkliniken weltweit unübertroffene Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest