



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter StrongArm GYN 手術用リトラクターシステム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter StrongArm GYN 手術用リトラクターシステム

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	レールクランプ付きトップマウント StrongArm Plus	多関節 / 手術台レール対応
4	自動保持式チルトラチェット	標準マルチアングル
1	ノッチ付きペリネアルリング	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	腔側壁用弁	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	腔後壁用弁	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver 弁	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver 弁	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	滅菌ケース	保護用ケース

製品詳細

Bookwalter StrongArm GYN 手術用リトラクターシステムは、StrongArm Plus ホルダーに取り付けられた自動開創器システムです。ホルダーを手術台のレールにクランプで固定して開創フレームを支持することで、婦人科、腔式、および骨盤内手術において、安定したハンズフリーの術野展開を実現します。

マウントシステムには、手術台レール対応クランプを備えた多関節トップマウント式 StrongArm Plus を採用しています。9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) のノッチ付きペリネアルリングを保持し、ノッチ形状により会陰部の作業エリア周囲の規定の位置に弁を配置できます。

4つの標準的なマルチアングル自動保持式チルトラチェットがリングにロックされ、各弁を選択した深さと角度で固定します。付属の弁には、1" × 3" (2.5 × 7.6 cm) の腔側壁用弁2枚、1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm) の腔後壁用弁1枚、そして1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm) および1" × 5" (2.5 × 12.7 cm) の Deaver 弁2枚が含まれます。

すべてのコンポーネントは、非磁性の外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。本システムは新品の再利用可能製品で、オートクレーブに対応しています。未滅菌で提供されるため、使用前に医療機関の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行う必要があります。本システムは、各部品を保護し整理して収納できる滅菌ケースに収められています。Retractor Maker はパキスタンのシアルコットで本システムを製造し、病院、外科医、代理店へ直接供給しており、最小注文数量は1フルセットから承ります。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest