



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Aufricht Walter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Nasal Aufricht Walter

SKU RM-AWNR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Nasal Aufricht Walter	13,5 cm de comprimento total, lâminas duplas de 42 x 7 mm	\$69
Estojo / Luva Protetora	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Aufricht Walter é um afastador de rinoplastia manual de extremidade dupla, projetado para oferecer excepcional versatilidade cirúrgica e tração precisa de tecidos moles durante procedimentos nasais estéticos e reconstrutores. Ao integrar duas extremidades de trabalho especializadas em um único cabo balanceado, este instrumento permite que os cirurgiões se adaptem a profundidades variáveis da abóbada nasal sem a necessidade de trocar de instrumento.

Projetado para um controle processual refinado, este modelo de Afastador Nasal Aufricht Walter apresenta um comprimento total de 13,5 cm com lâminas de trabalho medindo 42 mm de comprimento por 7 mm de largura. A arquitetura de lâmina dupla oferece diferentes ângulos e perfis de curvatura, permitindo que as equipes cirúrgicas suportem suavemente a cartilagem alar com uma extremidade ou elevem o envelope de tecido mole da pele dorsal com a extremidade oposta, sem o risco de lacerações na mucosa.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de alto grau com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Nasal Aufricht Walter para resistir a rigorosos ciclos de autoclavagem hospitalar, proporcionando durabilidade e precisão cirúrgica para salas de cirurgia plástica e otorrinolaringologia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest