



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique large

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur autostatique large

SKU RM-WSRR-35-1

\$139 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Wide Self-Retaining Retractor	Valves lisses de 3.5" (8.89 cm) de large, embouts 10x12 mm, châssis à crémaillère	\$139
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$139

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique large est un dispositif d'écartement chirurgical de premier plan, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement large et continu des berges de la plaie et une rétraction des tissus mous sans créer de points de pression focaux. Conçu avec des valves pleines expansives plutôt que des griffes séparées, cet instrument empêche le tissu adipeux et les ventres musculaires de s'hernier ou de glisser entre les dents, garantissant ainsi un couloir chirurgical statique et dégagé tout au long des procédures complexes.

Construit selon des normes de qualité clinique supérieures (telles que New Med Instruments), ce modèle d'écarteur autostatique large présente une largeur de valve de 3.5 inches (8.89 cm, \$139) avec des valves lisses et larges plutôt que des griffes standard espacées. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la résistance à la corrosion et une autoclavabilité complète, les valves élégantes à profil bas mesurent 10 mm x 12 mm aux extrémités de travail afin de minimiser le traumatisme d'entrée tout en maximisant l'exposition. La mécanique utilise un mécanisme de verrouillage à crémaillère positive combiné à des poignées à anneaux ergonomiques pour une rétraction fluide, stable et mains libres.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique large pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une stabilité mécanique inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète pour les blocs opératoires de chirurgie générale, les salles d'orthopédie et les cliniques de reconstruction plastique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest