



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur thyroïdien Lahey Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur thyroïdien Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lahey Thyroid Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 20.3 cm (8"), lame à angle droit de 25 mm avec rebord · Quantité incluse : 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Lahey Thyroid Retractor est un écarteur classique de chirurgie endocrine et générale, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et l'écartement des muscles sous-hyoïdiens lors des interventions sur la thyroïde et la parathyroïde. Doté d'une lame allongée à angle droit, cet instrument permet aux équipes chirurgicales d'écarter latéralement les muscles sterno-cléido-mastoïdiens et sous-hyoïdiens de la glande thyroïde, établissant ainsi un couloir visuel clair tout en préservant le nerf laryngé récurrent.

Conçue pour garantir un levier mécanique équilibré lors des dissections cervicales délicates, cette configuration dédiée du Lahey Thyroid Retractor présente une longueur totale d'outil de 20.3 cm (8 inches, \$49). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son extrémité active intègre un profil de lame à angle droit doté d'un rebord de rétention terminal sur une longueur de lame de 25 mm. Ce rebord empêche les tissus écartés de glisser hors du bord de la lame, tandis que le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel sans fatigue pendant les procédures de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Lahey Thyroid Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant aux blocs opératoires d'endocrinologie, d'ORL et de

chirurgie générale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest