



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur combiné de plaie et de joue

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur combiné de plaie et de joue

SKU RM-CWCR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Combination Wound and Cheek Retractor	Écarteur oral et de plaie à double extrémité — 1	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel — 1	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur combiné de plaie et de joue est un instrument chirurgical adaptable à double usage, conçu pour offrir un écartement supérieur des tissus mous lors des procédures orales, maxillo-faciales et de reconstruction plastique. Conçu avec des extrémités fonctionnelles distinctes, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une élévation large de la joue à une rétraction localisée des berges de la plaie sans changer d'instrument.

Conçue pour un dégagement intra-oral et facial optimal, cette configuration de l'écarteur combiné de plaie et de joue (\$69) intègre une lame de joue large et aux contours lisses d'un côté pour protéger la muqueuse buccale des fraises rotatives, et une lame à crochet incurvée à l'autre extrémité pour une rétraction précise des lambeaux cutanés et des plaies. Son manche central équilibré offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel stable et une prise ergonomique confortable, réduisant la fatigue manuelle lors des procédures prolongées.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit l'écarteur combiné de plaie et de joue non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant une haute résistance à la corrosion et une durabilité fiable pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest