



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Kelly-Mango Lamb

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Kelly-Mango Lamb

SKU RM-KLR-LH-1

\$94 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	51 mm largo × 63 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Retracción de pared abdominal estándar y muscular intermedia · Precio (USD): \$94.00
1	63 mm largo × 76 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Desplazamiento visceral de laparotomía y suelo pélvico profundo · Precio (USD): \$94.00
1	76 mm largo × 89 mm ancho	Longitud total: 24 cm · Rol clínico primario: Exposición visceral bariátrica y pared abdominal de ancho máximo · Precio (USD): \$94.00
1	Funda protectora / Caja	Longitud total: Embalaje de tránsito estándar · Rol clínico primario: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Kelly-Mango Lamb es un instrumento quirúrgico especializado para cirugía general y ginecológica, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido potente y controlado durante operaciones abdominales y pélvicas abiertas mayores. Diseñado con un perfil de mango ergonómico Lamb, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción manual pesada con un soporte óptimo para la palma, evitando el deslizamiento del agarre y la fatiga de la mano durante la exposición de heridas profundas.

Construido para asegurar un desplazamiento de tejido controlado en diversas anatomías de pacientes, este Separador Kelly-Mango Lamb presenta una longitud total uniforme de 24 cm (\$94). El separador se ofrece en tres dimensiones de hoja seleccionables: 51 mm de largo × 63 mm de ancho, 63 mm de largo × 76 mm de

ancho, y un perfil expansivo de 76 mm de largo x 89 mm de ancho. La hoja en ángulo recto incorpora un labio de retención suave y redondeado que sujeta las vísceras y los planos musculares densos de forma segura sin perforar la serosa de los órganos.

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Kelly-Mango Lamb para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)