



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU RM-HSR-FO-1

\$189 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 x 62 mm bıçak, ışık demeti, aspirasyon-irigasyon kanalı — 1
1	Üniversal Işık Kablosu Bağlantısı	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır — 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart nakliye ambalajı — 1

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic, derin operatif alanlarda geniş, atravmatik viseral deplasmanı, doğrudan optik aydınlatma ve aktif sıvı yönetimi ile birleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf ışıklı bir cerrahi alettir. Yüksek geçirgenlikli fiber optik kanalı ve "sweetheart" bıçak boyunca uzanan sürekli aspirasyon-irigasyon kanalını entegre eden bu ekartör, karanlık bölgeleri aydınlatırken aynı zamanda biriken sıvıları tahliye eder.

Kapsamlı abdominal ve pelvik diseksiyonlar sırasında kavite görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan bu Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic konfigürasyonu, 127 mm uzunluğunda ve 62 mm genişliğinde (\$189) standart bıçak boyutuna sahiptir. Pürüzsüz, kalp şeklindeki distal ucu, hassas karaciğer, dalak ve bağırsak dokularını lokalize kompresyondan korur. Yerleşik aspirasyon-irigasyon tüp sistemi, kanı ve elektrocerrahi dumanını anında temizlerken, üniversal ışık konektörü standart hastane ışık kablolarına (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) tam uyum sağlar.

Medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten mat kaplamalı yüksek geçirgenlikli optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic modelini dünya çapındaki genel cerrahi, üroloji ve jinekoloji merkezleri için yüksek

dayanıklılık, optik iletim ve tam otoklavlanabilirlik sunacak şekilde katı klinik standartlarda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest