



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur en S à Double Extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur en S à Double Extrémité

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — doubles extrémités 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm double extrémités	RM-SSDER-1-2	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur en S à double extrémité est un écarteur chirurgical manuel indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement non traumatique des tissus mous et une exposition douce des berges de plaies lors d'interventions de chirurgie plastique, générale et ORL. Doté d'un châssis anatomique en forme de S à double courbure, cet instrument permet aux assistants opératoires d'appliquer une contre-traction constante tout en maintenant la manipulation manuelle hors du champ de vision direct du chirurgien.

Conçue pour résister à de fréquents cycles de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, cette série d'écarteurs en S à double extrémité est disponible en deux longueurs totales : 10 cm (\$29) et 11,5 cm (\$34). Fabriquées à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les combinaisons de tailles de lames de travail présentent des lames asymétriques à double extrémité mesurant 15 mm × 11 mm à une extrémité et 14 mm × 10 mm à l'autre. Les courbes douces en S optimisent la clarté visuelle tout en minimisant les traumatismes tissulaires locaux et en prévenant les points de pression ischémiques localisés.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur en S à double extrémité selon des tolérances cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires hospitaliers, les centres chirurgicaux ambulatoires et les cliniques esthétiques du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest