



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Terry Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Terry Nasal Retractor

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) Gesamtlänge, 5 × 46 mm Blatt, ergonomischer Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Terry Nasal Retractor ist ein spezialisierter manueller Wundhaken für die Rhinoplastik und die plastische Gesichtschirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Anhebung des Nasenhautmantels und der lateralen Knorpel entwickelt wurde. Mit seinem langgestreckten, schlanken Blatt ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das saubere Navigieren in schmalen subkutanen Tunneln über dem Nasenrücken, wodurch empfindliches Hautgewebe vor punktuellen Prellungen oder Schleimhauteinrissen während der Knochen- und Knorpelmodellierung geschützt wird.

Konzipiert für hochfrequente Autoklavenzyklen und ausgestattet mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Herstellungsfehler, weist diese Konfiguration des Terry Nasal Retractor eine Gesamtlänge von 6 Zoll (152 mm, \$44) auf. Er wird in Handarbeit aus erstklassigem deutschen Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt. Die Maße der Arbeitsvalvula betragen 5 mm Breite × 46 mm Länge, konturiert mit glatten, abgerundeten atraumatischen Rändern für einen sicheren Halt von Nasengewebslappen. Die strukturelle Geometrie besteht aus einem einendigen Blattachse, die in einen glatten, ergonomisch ausbalancierten Griff integriert ist, der dem OP-Personal eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung ermöglicht.

Geliefert als unsteriles, wiederaufbereites OP-Instrument mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Terry Nasal Retractor nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren

der Kosmetik-, HNO- und plastischen Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest