



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Scoville-Richter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Scoville-Richter

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Guía de bastidor base autoestática	Chasis de barra deslizante principal diseñado para mantener exposiciones pequeñas y resistentes en su lugar
1	Valva lateral semipuntiaguda desmontable de 3 puntas	Accesorio de punta de garra de 62 mm x 37 mm diseñado para asegurar superficies de tejido profundo
1	Valva lateral semipuntiaguda desmontable de 4 puntas	Accesorio de punta de garra de 62 mm x 52 mm diseñado para separar márgenes de tejido más amplios
1	Engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado	Abrazadera de rotación mecánica que proporciona una sujeción de expansión inmutable para minimizar la fatiga
2	Brazos de pinza de retracción ergonómicos	Perfiles de mango doble ligeros, contruidos con bordes perimetrales completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Scoville-Richter es un separador quirúrgico espinal especializado de alta resistencia, diseñado específicamente para mantener exposiciones musculares paravertebrales densas y resistentes de forma segura durante la cirugía de columna lumbar. Diseñado con una guía deslizante de base ultra fuerte y valvas de garra multipunta, este instrumento permite a los cirujanos mantener una retracción lateral amplia a través de musculatura pesada sin experimentar desplazamiento de las valvas o herniación de tejido durante la

intervención.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este juego completo de Separador Autoestático Scoville-Richter (\$395) cuenta con un chasis deslizante de base rígida que se abre horizontalmente hasta un límite expansivo de 155 mm. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular incluye una valva lateral semipuntiaguda desmontable de 3 puntas que mide 62 mm x 37 mm (37 mm de ancho x 62 mm de largo) para asegurar superficies de tejido profundo sin deslizamiento, junto con una valva lateral semipuntiaguda desmontable expandida de 4 puntas que mide 62 mm x 52 mm (52 mm de ancho x 62 mm de largo) diseñada para separar márgenes de tejido más amplios de manera segura. Su abrazadera mecánica de rotación con engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado proporciona una sujeción de expansión inmutable que minimiza la fatiga del usuario durante procedimientos prolongados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Scoville-Richter para soportar una fuerte tracción mecánica contraria y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a quirófanos de neurocirugía, centros de columna y salas de traumatología ortopédica en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest