



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Cronin для губы и ноздри

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Cronin для губы и ноздри

SKU RM-CLNR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Cronin для губы и ноздри	Общая длина 6" (15.2 cm), ширина 14 mm, двусторонний	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Cronin для губы и ноздри является незаменимым инструментом в пластической и реконструктивной хирургии, специально разработанным для обеспечения экспозиции тканей при пластике расщелины губы и ринопластике. Благодаря наличию двух специализированных анатомических рабочих концов на единой рукоятке, этот инструмент позволяет хирургу легко переходить от деликатного расширения полости носа к подъему верхней губы без смены инструментов.

Конфигурация ретрактора Cronin для губы и ноздри, созданная для максимальной визуализации двух различных лицевых структур, имеет общую длину 6" (15.2 cm) и ширину 14 mm (\$49). Назальный конец оснащен двумя тупыми зубцами, предназначенными для безопасного размещения в преддверии носа и ретракции края крыла носа для расширения внутреннего поля зрения. Противоположный губной конец имеет плавный изгиб внутрь, предназначенный для комфортного подъема верхней губы и колонн филтума при лечении расщелины без ущемления слизистых тканей.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Cronin для губы и ноздри в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, отличный эргономический баланс и полную долговечность при автоклавировании для педиатрических, пластических и челюстно-лицевых операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest