



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор бедренный для калкара (Femoral Calcar Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор бедренный для калкара (Femoral Calcar Retractor)

SKU RM-FCR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Femoral Calcar Retractor	Ширина наконечника 25 mm, глубина 5.08 cm (2"), кольцевая рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Femoral Calcar Retractor является незаменимым ортопедическим инструментом, разработанным специально для обеспечения четкой и стабильной экспозиции медиальной части шейки бедра и зоны калкара в ходе тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и резекции головки бедра. Конструкция позволяет зацепить инструмент за calcar femorale, что дает возможность ассистенту безопасно отвести медиальный лоскут капсулы и прилегающие аддукторы от бедренных рашпелей.

Для обеспечения оптимального доступа к суставному пространству данная конфигурация Femoral Calcar Retractor (\$44) оснащена наконечником шириной 25 mm и глубиной лопатки 5.08 cm (2 дюйма). Изогнутый дистальный кончик анатомически адаптирован для плотного обхвата кортикального слоя зоны калкара, обеспечивая исключительную устойчивость при противотяге без соскальзывания в зону запирающих сосудов. Рукоятка с гладким кольцевым завершением гарантирует надежный захват и снижает утомляемость рук хирурга при длительной подготовке бедренного канала.

Инструмент изготовлен из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием. Компания Retractor Maker производит Femoral Calcar Retractor с расчетом на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая хирургов-ортопедов по всему миру надежным и точным инструментом.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)