



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador S Shape de Extremidade Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador S Shape de Extremidade Dupla

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm extremidades duplas	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — Pontas duplas de 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-2	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador S Shape de Extremidade Dupla é um afastador cirúrgico manual indispensável, projetado especificamente para proporcionar deslocamento suave e não traumático de tecidos moles e exposição de margens de feridas durante procedimentos plásticos, gerais e de otorrinolaringologia. Projetado com um chassi anatômico em formato de S com curvatura dupla, este instrumento permite que os assistentes apliquem contra-tração constante, mantendo o manuseio manual fora da linha direta de visão do cirurgião.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave, oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos, esta série de Afastador S Shape de Extremidade Dupla está disponível em dois comprimentos totais: 10 cm (\$29) e 11.5 cm (\$34). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as combinações de tamanhos das lâminas de trabalho apresentam extremidades duplas assimétricas medindo 15 mm × 11 mm em uma extremidade e 14 mm × 10 mm na extremidade oposta. As curvas suaves em formato de S otimizam a clareza visual, minimizando danos aos tecidos locais e prevenindo pontos de pressão isquêmica localizada.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador S Shape de Extremidade Dupla seguindo rigorosas tolerâncias clínicas, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares, centros cirúrgicos ambulatoriais e clínicas de estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)