



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kocher Langenbeck Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kocher Langenbeck Retraktör

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dar Uçlar (ör. 25×6, 35×8 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İçi Boş) · Temel Klinik Rol: Odaklanmış tiroid, tendon ve küçük cerrahi retraksiyon · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Orta Uçlar (ör. 28×15, 41×14 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İçi Boş) · Temel Klinik Rol: Standart apendektomi, fıtık ve ortopedik eklem erişimi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Derin Uçlar (ör. 70×14, 80×16 mm)	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: 20.3 veya 22 cm (Halka / İçi Boş) · Temel Klinik Rol: Derin kas tutma ve pelvik veya kalça rekonstrüktif maruziyet · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar ve Saplar: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kocher Langenbeck Retraktör, genel cerrahi, ortopedi ve plastik cerrahide güvenli, travmatik olmayan yumuşak doku ve kas retraksiyonu sağlamak için dünya çapında tanınan vazgeçilmez bir el tipi cerrahi ekartördür. Aşağı doğru kıvrımlı bir tutucu dudak ile sonlanan dik açılı uzatılmış uç tasarımı, cerrahların kas planlarını ve yara kenarlarını kayma yapmadan veya fokal doku iskemisine neden olmadan güvenle ekarte etmesini sağlar.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Kocher Langenbeck Retraktör serisi, iki genel uzunlukta (20.3 cm (\$44) ve 22 cm (\$49), 215 mm standart gövde profiliyle) birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden

elde üretilmiştir. Cerrahlar, aleti üç farklı shaft uzunluğu (10 cm, 12 cm ve 14 cm) ve klasik Parmak Halkalı Sap veya uzun ameliyatlarda yorgunluğu azaltan hafif İçi Boş Sap seçenekleriyle özelleştirebilirler. Kapsamlı uç yelpazesi, 15 x 85 mm'den 80 x 16 mm'ye kadar 20 standart boyutu içerir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Kocher Langenbeck Retraktör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek ameliyathanelere olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest