



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Depth Gauge	カラーコード付き
2	Spring-loaded Handle	クイックリリース機構
1	Longitudinal Frame	クイックリリース標準
1	Longitudinal Frame (Panther Coated)	光反射抑制表面
1	Transverse Frame	クイックリリース標準
1	Transverse Frame (Panther Ceramic)	セラミック非反射コーティング
2	Blunt Blade	30 mm, シルバー
2	Blunt Blade	35 mm, ブルー
2	Blunt Blade	40 mm, レッド
2	Blunt Blade	45 mm, グリーン
2	Blunt Blade	50 mm, バイオレット
2	Blunt Blade	55 mm, ブラック
2	Blunt Blade	60 mm, ゴールド
2	Blunt Blade	65 mm, ネイビー

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Blunt Blade	70 mm, ライトグリーン
2	Blunt Blade	75 mm, オレンジ
1	Blade, Short Teeth	30 mm, シルバー
1	Blade, Short Teeth	35 mm, ブルー
1	Blade, Short Teeth	40 mm, レッド
1	Blade, Short Teeth	45 mm, グリーン
1	Blade, Short Teeth	50 mm, バイオレット
1	Blade, Short Teeth	55 mm, ブラック
1	Blade, Short Teeth	60 mm, ゴールド
1	Blade, Short Teeth	65 mm, ネイビー
1	Blade, Long Teeth	30 mm, シルバー
1	Blade, Long Teeth	35 mm, ブルー
1	Blade, Long Teeth	40 mm, レッド
1	Blade, Long Teeth	45 mm, グリーン
1	Blade, Long Teeth	50 mm, バイオレット
1	Blade, Long Teeth	55 mm, ブラック
1	Blade, Long Teeth	60 mm, ゴールド
1	Blade, Long Teeth	65 mm, ネイビー
2	Micro Blade, Blunt	14 × 35 mm, ブルー
2	Micro Blade, Blunt	14 × 40 mm, レッド
2	Micro Blade, Blunt	14 × 45 mm, グリーン
2	Micro Blade, Blunt	14 × 50 mm, バイオレット
2	Micro Blade, Blunt	14 × 55 mm, ブラック
2	Micro Blade, Blunt	14 × 60 mm, ゴールド
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 35 mm
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 40 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 45 mm
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 50 mm
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 55 mm
2	Micro Blade, Short Teeth	14 × 60 mm
1	CVB Twist Drill	深さ 8 mm, 全長 5¾"
1	CVB Distractor Drill Guide, Left	標準
1	CVB Distractor Drill Guide, Right	標準
1	Vertebral Body Distractor, Left	100 mm ラック
1	Vertebral Body Distractor, Right	100 mm ラック
2	CVB Screw Driver, Silicone Handle	標準
1	Multilevel Distractor, Left	120 mm ラック, 90 mm エクステンション
1	Multilevel Distractor, Right	120 mm ラック, 90 mm エクステンション
1	Bone Graft Holder	先端 8 × 15 mm, 全長 210 mm
1	Bone Graft Impactor	3 mm
1	Bone Graft Impactor	5 mm
1	Bone Graft Impactor	8 mm
1	Graft Cutter	調整可能な深さ 8.75", 幅 7 mm
1	ACF Caliper	9"
1	Sterilization Box	高耐久オーガナイザーボックス

製品詳細

Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Setは、頸椎前方固定術（ACDF）における術野展開、椎体間開拡、および骨移植片の挿入を効率化するために設計された高度な脊椎器具プラットフォームです。専用のクイックリリースメカニカルフレームロックとスプリング式ハンドルを統合することで、器械出し看護師や脊椎外科医は、清潔野を乱すことなく即座にブレードの交換や張力の調整を行うことができます。

難易度の高い頸椎再建術向けに開発された本セットには、標準タイプおよび光反射を抑えるPantherコーティング／セラミック加工を施した縦方向・横方向構成の4種類のフレームが含まれています。さらに、カラーコード化されたデプスゲージ、56個のレトラクターブレード（鈍的組織用、短歯、長歯、マイクロプロファイル）、左右の100 mmおよび120 mmラック式ディストラクター、CVBドリル／ドライバーシステム、ボーングラフトホルダー、3種類のインパクト（3 mm, 5 mm, 8 mm）、調整可能なグラフトカッター、および9インチチャリパーが付属しています。

プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）、高耐久性Pantherセラミックコーティング、およびオートクレーブ対応シリコンで製造されており、Retractor Makerは本製品を未滅菌の状態で、手術室での長期耐久性と精密性を備えた専用のヘビーデューティー滅菌ボックスに収納して提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest